

Test di gravidanza

Rilevazione Precoce



Per test eseguiti in modo autonomo. Leggi attentamente questo foglio illustrativo prima di eseguire il test.

Puoi eseguire il test a partire da **6 giorni prima** del ritardo delle mestruazioni!

Se esegui il test in anticipo, usa la prima urina del giorno. Altrimenti esegui il test in qualsiasi momento.

Non bere troppo prima di eseguire il test.

Leggi il risultato entro **10 minuti**.

1 Esegui il test

Rimuovi la pellicola di alluminio, togli il cappuccio e utilizza immediatamente. Posiziona la punta che cambia colore:

IMPORTANTE: immergi completamente la punta come mostrato.

nel flusso di urina **5 secondi**

oppure

in un campione di urina raccolto **20 secondi**

IMPORTANTE: la punta che cambia colore diventa immediatamente rosa per mostrare che l'urina viene assorbita. **Inizia a contare i minuti non appena vedi la punta che cambia colore diventare rosa.** Rimetti il cappuccio e appoggia lo stick di test in piano. Se la punta non diventa completamente rosa, vedi "Errori nel test".

2 Attendi



Una linea nella finestra di controllo potrebbe iniziare ad apparire subito, ma devi **ATTENDERE 3 MINUTI INTERI** prima di leggere il risultato. Se non appare alcuna linea blu, vedi "Errori nel test".

3 Risultati

Incinta - Se il risultato è Incinta consulta il medico.

Immagine A



Finestra del risultato Finestra di controllo

Immagine B



Immagine C



Non Incinta

(vedi la domanda 2)



Se non sei sicura del risultato, vedi la domanda 6.

SE VEDI DUE LINEE, SEI INCINTA. NON IMPORTA SE LE LINEE SONO SBIADITE O SCURE. Affinché il risultato sia valido, nella finestra di controllo deve essere presente una linea blu. In caso contrario, vedi "Errori nel test". **IMPORTANTE!** Leggi il risultato entro **10 minuti** dall'esecuzione del test. Dopo questo periodo di tempo, ignora qualsiasi cambiamento.

Domande e risposte

1 Il mio risultato è Incinta. Cosa devo fare?

Consulta il medico per informazioni su cosa fare successivamente. È possibile ottenere un risultato positivo e scoprire successivamente di non essere più incinta (vedi la domanda 7).

2 Il mio risultato è Non Incinta. Cosa significa?

Potresti non essere incinta o il livello dell'ormone della gravidanza potrebbe non essere ancora abbastanza alto per essere rilevato. Esegui di nuovo il test dopo tre giorni. Se anche il risultato di questo test è "Non Incinta" e le mestruazioni sono in ritardo, consulta il medico.

3 A partire da quando posso eseguire il test?

Questo test può essere utilizzato a partire da 6 giorni prima del ritardo delle mestruazioni (5 giorni prima del giorno in cui sono previste le mestruazioni). Tuttavia, poiché i livelli ormonali variano da donna a donna e possono essere molto bassi nelle prime fasi della gravidanza, è possibile che tu sia incinta ma ottenga comunque un risultato negativo. La tabella a seguire mostra la percentuale di gravidanze che sono state rilevate nei test di laboratorio effettuati con campioni d'urina prelevati all'inizio della gravidanza:

Giorni prima del ritardo delle mestruazioni	-1	-2	-3	-4	-5	-6
Gravidanze rilevate	>99%	>99%	>99%	>99%	96%	79%

4 Come funziona Clearblue?

Il test rileva l'ormone della gravidanza hCG (Gonadotropina Corionica umana) nell'urina. La sensibilità del test è pari a 10 mIU/ml. Ha un'accuratezza superiore al 99% nei test di laboratorio a partire dal giorno di inizio previsto per le mestruazioni.

5 Vi sono farmaci o condizioni mediche che possono influire sul risultato?

Prima di eseguire un test, leggi sempre le istruzioni dei produttori di qualsiasi farmaco che stai assumendo. I farmaci contenenti hCG, nonché alcune rare condizioni mediche, possono causare falsi risultati positivi. Una gravidanza ectopica o una gravidanza recente, anche se non portata a termine, può causare risultati fuorvianti. Se sei in menopausa o ti stai avvicinando ad essa, potresti ottenere un falso risultato "Incinta" anche se non lo sei. Il test **NON** dovrebbe essere influenzato da terapie ormonali contenenti

clomifene citrato, antidolorifici comuni, alcol, antibiotici o pillola contraccettiva. Se ottieni risultati imprevisti dovrai parlarne con il tuo medico.

6 Cosa succede se non sono sicura del mio risultato?

Se vedi due linee blu entro 10 minuti dal test, significa che sei incinta, indipendentemente da quanto siano sbiadite o scure.

Risultati Incinta

Immagine A Questo risultato è più probabile quando esegui il test prima del giorno previsto per le mestruazioni, quando i livelli di hCG potrebbero essere relativamente bassi.

Immagine B Potresti vedere questo risultato se esegui il test in prossimità del giorno in cui prevedi le mestruazioni, poiché i livelli di hCG potrebbero essere relativamente bassi.

Immagine C Potresti vedere questo risultato se esegui il test molti giorni dopo il ritardo delle mestruazioni, poiché i livelli di hCG sono più alti.

Se hai ancora dei dubbi sul risultato, dovresti aspettare almeno 3 giorni prima di eseguire nuovamente il test, seguendo con attenzione le istruzioni.

7 Ho ottenuto un primo risultato Incinta, ma ripetendo il test ho ottenuto un risultato negativo, oppure ho avuto le mestruazioni. Cosa significa?

È possibile ottenere un risultato positivo e successivamente scoprire di non essere più incinta. In questo caso si parla di "interruzione precoce della gravidanza", una situazione non rara che si verifica circa in 1 gravidanza su 4. La maggior parte delle donne può avere una gravidanza sana in seguito.

8 C'è qualcosa che dovrei fare se ho intenzione di rimanere incinta?

È una buona idea parlare con il tuo medico prima di provare a rimanere incinta. Molti medici consigliano di assumere integratori a base di acido folico o vitamine prenatali, evitare l'alcol, smettere di fumare e cercare di mantenere un peso sano. Potresti anche prendere in considerazione l'utilizzo di un test di ovulazione per identificare i tuoi giorni più fertili. Clearblue offre una gamma di prodotti per aiutarti a ottimizzare la tua possibilità di rimanere incinta.

! Errori nel test

La punta che cambia colore non è diventata completamente rosa.

Forse non hai applicato abbastanza urina. Tuttavia, puoi essere sicura che il test abbia funzionato se la linea di controllo compare entro 10 minuti dall'esecuzione del test.

Nessuna linea blu compare nella finestra di controllo entro 10 minuti dall'esecuzione del test.

Il test non ha funzionato, forse perché è stata utilizzata troppa o troppa poca urina. Ripeti il test usando un nuovo stick, seguendo attentamente le istruzioni.

Finestra del risultato Finestra di controllo



www.clearblue.com

Gli operatori sono disponibili dal Lun al Ven ore 08:00-16:00, festivi esclusi.

800 931 557 Le chiamate sono gratuite. Le chiamate vengono registrate e potrebbero essere monitorate per fini di controllo qualità. È necessario avere a disposizione la confezione, incluso l'involucro interno del prodotto, quando ci contattate. Esclusivamente per assistenza tecnica.

Istruzioni per Clearblue Rilevazione Precoce, con "CB14" stampato sull'involucro. Per test eseguiti a casa in modo autonomo. Solo per uso diagnostico *in vitro*. Non per uso in bambini. Non riutilizzare. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare a una temperatura compresa fra 2 °C e 30 °C. Se conservato in frigorifero, lasciare a temperatura ambiente per 30 minuti prima di eseguire il test. Non utilizzare se l'involucro di alluminio è danneggiato. Non usare dopo la data di scadenza. Smaltire insieme ai normali rifiuti domestici. Non smontare il dispositivo. Contiene parti di piccole dimensioni.

Non ingerire alcun componente di questo dispositivo. In caso di ingestione accidentale, richiedere assistenza medica. Riferisci a Clearblue eventuali lesioni causate dall'utilizzo di questo prodotto.

Il 79% dei risultati "Incinta" può essere rilevato 6 giorni prima del ritardo delle mestruazioni (5 giorni prima del giorno previsto per le mestruazioni).

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginevra, Svizzera.

LOT	Codice lotto	IVD	Dispositivo medico-diagnostico <i>in vitro</i>	Produttore
Data di scadenza		Limite di temperatura 2 °C - 30 °C	Non riutilizzare	

Clearblue è un marchio di fabbrica di SPD.
© 2021 SPD. Tutti i diritti riservati.